



Menü ve PAK yapılandırılmaları

Analitler ölçülen

pH değeri, $s\text{CO}_2$, $s\text{O}_2$, Na^+ , K^+ , Ca^{++} , GluLac, Hct

Türetilmiş (hesaplanan) Parametreler

HCO_3^- - HCO_3^- - std TCO_2 , BE (B) ' *in vitro*, BE (ECF), *in vivo*, yani C , Ca^{++} (7.4)

Test hacimleri:

75 *, 150, 300, 450, 600 **

Menü seçenekleri:

Kan Gazı, Hct

Kan Gazı, Elektrolitler, Hct

Kan Gazı, Elektrolitler, Glu, Lac, Hct

* PAK'lar 3 haftada bir kullanım ömrüne sahiptir, BG / Hct'li 75 test hacmi ve BG / Lytes / Hct 4 haftada bir kullanım ömrüne sahiptir.

** 600 test hacmi PAK'leri 2 haftada onboard kullanım ömrüne sahiptir.