



Menü ve PAK yapılandırmaları
Analitler ölçülen

pH değeri, s CO 2 , s O 2 , Na + , K + , Ca ++ , GluLac, Hct

Türetilmiş (hesaplanan) Parametreler

HCO 3 - , HCO 3 - std TCO 2 , BE (B) ' in vitro (ECF) BE vivo , yani 2 C, Ca ++ (7.4), THbc A-Ado 2 , s AO 2 , PAO 2 / Program Yetkilendirme 2 , Rı, CaO 2 , CVO 2 , CCO 2 , a-VDO 2 , Q, sp / Q t , p 50

Test Hacmi:

35 * , 75 ** , 150, 300, 450, 600 ***

Menü seçenekleri:

Kan Gazı, Hct Kan Gazı, Lytes, Hct

Kan Gazı, Lytes, Glu, Lac, Hct * 35 test hacmi PAK'lar 4 haftada onboard kullanım ömrüne sahiptir ve sadece Blood Gas / Hct menülerinde bulunur. Belirtilmediği sürece, bütün PAK'lerinonboard kullanım ömrüne sahip 3 kilosu vardır. ** 4 wkonboard kullanım ömrüne sahip 75 test hacmi PAK, Blood Gas / Hct ve Blood Gas / Lytes / Hct menülerinde, 3 wkonboard kullanım ömrüne sahip 75 test hacmi PAK'leri ve tüm GEM Premier 3000 ile birlikte sunulmaktadır. menü seçenekleri.

*** 600 test hacmi PAK'lar 2 haftada onboard kullanım ömrüne sahiptir.